

**alber**

Einfach mobil.

**viamobil<sup>®</sup>**

Schiebe- und Bremshilfe



**SCHIEBEN UND BREMSEN  
LEICHT GEMACHT.**



## Individuelle Freiräume erschließen

### Erleichterung beim Schieben und Bremsen

Beim Schieben eines Rollstuhls kommt die Begleitperson schnell an ihre Leistungsgrenze.

viamobil übernimmt sowohl die schwere Arbeit des Schiebens bergauf als auch des Bremsens bergab. Bei Steigungen unterstützt der starke Antrieb wirkungsvoll das Schieben. Bei Gefälle bietet die Bremsfunktion zusätzliche Sicherheit: viamobil bremst den Rollstuhl bis zum Stillstand sicher ab.





## Das Konzept

viamobil ist mit nahezu jedem Rollstuhl kombinierbar. Ein durchdachtes Halterungssystem garantiert einen optimalen Anbau des viamobil (auch an einen vorhandenen Rollstuhl). Die Funktionen des Rollstuhls bleiben trotz angebaute Halterung in vollem Umfang erhalten.

Der kraftvolle Antrieb wird mit Schnellverschlüssen unter der Sitzfläche eingehängt. Der handliche Akku-Pack liegt sicher fixiert auf dem Antrieb und wird automatisch verriegelt und angeschlossen. Zum Laden des Akku-Packs dient das mitgelieferte Automatik-Ladegerät. Mit dem ergonomischen Bediengerät wird das viamobil gesteuert.



Optionales Zubehör:  
Kippstützen und Zusatzschiebegriffe

## Lieferumfang



Antriebseinheit



Bediengerät



Akku-Pack



Ladegerät



## Unabhängigkeit im Alltag

### Dynamischer Antrieb

viamobil entlastet die Begleitperson und erhöht somit erheblich den Bewegungsfreiraum. Lange Anstiege, steile Rampen und Auffahrten werden einfach überwunden. Steigungen und Gefälle bis zu 18 % bewältigt das viamobil ohne Kraftaufwand für den Begleiter.

viamobil ist ein zuverlässiger Helfer auf allen Wegen. Für perfekte Bodenhaftung des viamobil sorgt das integrierte Federsystem. Dieses garantiert eine optimale Bremswirkung bergab und eine gute Haftung bergauf. Auch an Steigungen stoppt das viamobil den Rollstuhl bis zum Stillstand.

Auf Knopfdruck hebt und senkt sich das Antriebsrad automatisch. Das pannensichere Antriebsrad ist aus griffigem Vollgummi gefertigt. Durch den Einrad-Antrieb in der Mitte des Rollstuhls lässt sich das viamobil besonders leicht lenken.

viamobil passt an eine Vielzahl von Rollstühlen, ab einer Sitzbreite von 36 cm. Das Spektrum reicht von Standard- bis zu Pflegerollstühlen.



**Bis zu 25 km weit fahren!**



## Handhabung? – Ganz einfach, ganz sicher!

Das viamobil wird mit dem intuitiven Bediengerät gesteuert. Durch den symmetrischen Aufbau kann das Bediengerät für Links- und Rechtshänder gleichermaßen eingesetzt werden.

Der rutschsichere Griff ist nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet. So kommt man selbst nach längeren Fahrten ohne Verspannungen ans Ziel.

Das Display aus Klarglas liegt direkt im Blickfeld der Begleitperson. Die Batterieanzeige gibt zuverlässig Auskunft über die aktuelle Kapazität.

Der zentrale Wahlschalter für die Fahrtrichtung ist durch die Begleitperson bequem erreichbar. Die gewählte Fahrtrichtung wird durch ein Pfeilsymbol gut sichtbar auf dem Display angezeigt. Die maximale Geschwindigkeit kann mittels Stellrad stufenlos von 1 - 5,5 km pro Stunde vorgewählt werden.

Durch den Fahrhebel hat die Begleitperson die Geschwindigkeit jederzeit unter Kontrolle und kann sie der aktuellen Situation anpassen. Eine Sicherheitsschaltung bremst das viamobil in kritischen Situationen ab und sorgt für zusätzliche Sicherheit.



**Mit patentiertem Sicherheitsschalter**



## Mobilität heißt Selbstbestimmung

### Unterwegs sein

Mobilität bedeutet aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben außerhalb der eigenen vier Wände.

Der integrierte Tragegriff ist hilfreich beim Verladen. In Sekunden lässt sich das viamobil aufbauen: Antrieb mit Hilfe der Schnellverschlüsse befestigen, Akku-Pack auflegen, Bediengerät anschließen – schon ist das viamobil einsatzbereit.

Bis zu 25 km mit nur einer Akkuladung sorgen für einen hohen Aktionsradius. Der wartungsfreie Akku-Pack ist mit dem Automatik-Ladegerät schnell aufgeladen.

viamobil – Lebensqualität für den Rollstuhlfahrer, Erleichterung für die Begleitperson.



viamobil – einfach zerlegt, leicht zu transportieren.



viamobil einfahren



Akku-Pack auflegen

**Mit einem Handgriff  
Akku-Pack entnehmen**



## Sinnvolles Zubehör

Zweckmäßiges Zubehör zur individuellen Anpassung an Ihre Bedürfnisse.



Kippstützen –  
verhindern das Überkippen



Zusatzschiebegriffe –  
erleichtern das Fahren



Wechselakku –  
erhöht den Aktionsradius



Halterung –  
kompatibel mit dem scalamobil

# Ihre Fragen – unsere Antworten:

## ► Passt das viamobil an meinen Rollstuhl?

Das viamobil passt an die meisten gängigen Rollstuhl-Modelle. Am Rollstuhl-Rahmen wird eine Halterung montiert, in die das viamobil vor Gebrauch eingefahren wird.

## ► Wie lenke ich das viamobil?

Durch das zentrale Antriebsrad, das optimal auf den Schwerpunkt des Rollstuhls ausgerichtet ist, ist das viamobil genauso leicht zu lenken und zu rangieren wie ein manueller Rollstuhl. Richtungsänderungen erfolgen über die Schiebegriffe, den Rest erledigt der Antrieb für Sie.

## ► Wie schnell fährt das viamobil?

Die maximale Geschwindigkeit des viamobils kann stufenlos von 1 bis 5,5 km/h vorgewählt werden. So kann jede Begleitperson das für sie angenehme Fahrtempo einstellen. Das viamobil passt sich Ihnen an – nicht umgekehrt.

## ► Wie bremst das viamobil?

Auch bergab hält das viamobil die vorgewählte Geschwindigkeit von 1 bis 5,5 km/h konstant und sicher ein und muss somit nicht zusätzlich gebremst werden. Wird der Fahrhebel losgelassen, bleibt das viamobil sofort stehen. Auch im Stand sichert das viamobil den Rollstuhl zuverlässig vor dem Wegrollen – sogar an Steigungen bis zu 18 %.

## ► Wie weit komme ich mit einer Batterieladung?

Abhängig von Benutzergewicht, Geländeform und Untergrund ist mit einer Batterieladung eine Reichweite von bis zu 25 km zu erzielen.

## ► Wie steil darf eine Rampe oder Steigung sein, um sie mit dem viamobil noch befahren zu können?

Das viamobil überwindet Steigungen bzw. Gefälle bis 18 %. Aus Sicherheitsgründen ist ab 8 % die Verwendung von Kippstützen am Rollstuhl vorgeschrieben.

## ► Wie schwer darf eine Person sein, die mit dem viamobil geschoben wird?

Das viamobil ist auf ein maximales Personengewicht von 160 kg ausgelegt.

## ► Kann das viamobil auch im Auto mitgenommen werden?

Das viamobil kann dank Schnellverschlüssen einfach und ohne Werkzeug vom Rollstuhl abgenommen werden und passt dank seiner kompakten Maße in jeden Pkw-Kofferraum.

## ► Wie viel wiegt das viamobil?

Antriebseinheit – 12,9 kg  
Akku – 9,0 kg  
Bediengerät: – 0,9 kg

viamobil ist ein von den Kostenträgern anerkanntes Hilfsmittel und unter der Positionsnummer 18.99.04.1008 im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet.



viamobil entspricht der EG-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte. Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! Zertifiziert nach aktuellsten Standards: ISO 9001:2000 und ISO 13485:2003 für Medizinprodukte.



Schön, wenn man sich keine Sorgen machen muss. Unser einzigartiger 48-Stunden Mobilitätsservice sorgt dafür, dass Sie bei einem Funktionsausfall innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind.

## Gewichtsangaben V15

max. Personengewicht: 160 kg

max. Gesamtgewicht: 210 kg  
(inkl. viamobil, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer)



### Ulrich Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 21  
72461 Albstadt  
Telefon 07432 2006-0  
Telefax 07432 2006-299  
info@alber.de  
www.alber.de

mit freundlicher Empfehlung:

[www.alber.de](http://www.alber.de)